


# HARNERO CONTINUO HEBRO

## Harnero Vibratorio Continuo HEBRO Fabricación chilena

Harnero continuo de movimiento horizontal con malla que separa el fino, mientras que el sobre malla continúa en ciclo para su fragmentación.

El equipo está fabricado en acero al carbono pintado con anticorrosivo y esmalte. Cuenta con una tolva de descarga de acero inoxidable con aristas redondeadas para evitar acumulación de la muestra.



### INCLUYE

- 1 Bastidor con malla a elección
- Chute receptor metálico para recibir material fino
- Boca de descarga de material grueso

Equipo sujeto a modificaciones o cambios técnicos



**Labtech Hebro Ltda.**



Labtech Hebro Ltda.  
Paula Jaraquemada 1553, Renca  
Santiago, Chile  
Fono : (56) 2 2331 2000  
Fax : (56) 2 2208 9569  
e-mail : [ventas@hebrolab.cl](mailto:ventas@hebrolab.cl) / [ventas1@hebrolab.cl](mailto:ventas1@hebrolab.cl)